

Инструкция по сбору мочи на исследования: «Барбитураты» (тест №898); «Каннабиноиды» (тест №902); «Опиаты» (тест №925); «Этанол (алкоголь)» (тест №982); «Наркотики и психотропные вещества – скрининг» (тест №ЛМС); «Вредные привычки» (тест №9950)

Информация о биоматериале и контейнере.	Для исследования необходима разовая порция мочи. Контейнер необходимо заранее взять в любом медицинском офисе «ИНВИТРО». Контейнер для сбора биоматериала можно также приобрести в аптеке.
Информация о предварительной подготовке к исследованию.	Специальной подготовки не требуется.
Информация «куда собирать».	Собрать порцию мочи (не менее 30 мл) в стерильный контейнер с крышкой.
Информация «как собирать».	Контейнер для сбора мочи нужно заполнить целиком (не менее чем на 90% объема) для предотвращения испарения под крышкой.
Информация о недопустимых условиях, если есть таковые.	Моча, собранная в использованный ранее контейнер, не подходит для исследования (примеси гипохлорита, моющих средств и других веществ могут исказить результат!).
Информация о том, сколько времени и в каких условиях можно хранить и транспортировать пробу от момента сбора до момента доставки в МО.	До отправки биоматериал должен храниться в холодильнике при температуре +2...+8°C. Материал должен быть доставлен в медицинский офис в день сбора. При невозможности немедленной доставки в МО материал может быть сохранен при температуре +2...+8°C не более 12 часов.

Действует с 29.01.2018